

血液センター用 ドナーメイト KL-103 採血量・バッグ風袋量設定マニュアル

設定モードへの移行

設定モード	① 電源スイッチの「入」側を押し、電源を入れてください。 ② スタンバイ画面の「点検」ボタンを2秒間長押ししてください。	① ②
	③ 点検画面の「重量」タブを選択し、「停止」ボタンを押しながら、画面中央を押してください。 先に「停止」ボタンを押し、その状態を維持したまま、画面の中央をタッチしてください。	③
	④ モード選択画面の「設定」ボタンを押してください。「設定モード」の画面となります。	④ ⑤

採血量と風袋量の設定：(ABQ-400CM8NFで『採血量=418g』『風袋量=345g』を設定する場合)

採血量設定	⑤ 設定を行いたい血液バッグの容量、タイプを選択してください。	⑤
	⑥ 「採血量」表示を押してください。選択した項目は黒く反転します。	⑥
	⑦ 「増」「減」ボタンを押して、418gに合わせてください。	⑦
⑧ 「入力」ボタンを押すと入力完了です。	⑧	
風袋量設定	⑨ 「風袋量」表示を押してください。選択した項目は黒く反転します。	⑨
	⑩ 「増」「減」ボタンを押して、345gに合わせてください。	⑩
	⑪ 「入力」ボタンを押すと入力完了です。	⑪

採血量と風袋量の設定：(過誤防止のため、KBQ-400CM7NF を選択できないようにする場合)

過誤防止設定	⑫ 採血できないようにしたい血液バッグの容量、タイプを選択してください。(KBQ-400CM7NF = カワスミ● eWBF を例としています。)	⑫
	⑬ 「採血量」表示を選択後、「増」「減」ボタンを押して、0gに合わせてください。	⑬
	⑭ 「入力」ボタンを押すと入力完了です。	⑭

✓ 過誤防止設定では風袋量に数値が入力されていても問題ありません。
✓ 一度選択できないようにしたバッグを再度選択できるようにするには、採血量に数値を入力することで選択できるようになります。

スタンバイ画面に戻る

画面スタンバイ	● スタンバイ画面に戻るには、「戻る」ボタンを押してください。	
---------	---------------------------------	--

販売名：ドナーメイト 医療機器認証番号：225AABZX00093000

血液センター向けドナーメイトには右表の数値が初期データで入力されています。

タイプ	400mL		200mL	
	採血量 (g)	風袋量 (g)	採血量 (g)	風袋量 (g)
カワスミ◇ (セパセル)	418	345	206	239
カワスミ● (eWBF)	418	349	なし	25
テルモ	418	337	なし	25
JMS	418	331	なし	25

必ず取扱説明書の内容をご確認の上で、ご利用ください。

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号
TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp