


## イディアルシース PEG キット（イディアルボタンZERO®）の発売について

S Bカワスミ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：齊野 猛司）は、「イディアルシース PEG キット（イディアルボタンZERO®）」を開発し、2024年9月よりオリンパスマーケティング株式会社（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：小林 功）から全国の医療機関に販売を開始いたしますのでお知らせいたします。

口から食事を取れない、あるいは飲み込むことが困難な患者様に対し、体外から胃に直接栄養剤を送りこむために胃瘻（小さな穴）を造設する経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）が行われます。今回販売を開始する「イディアルシース PEG キット（イディアルボタンZERO®）」は、この胃瘻を造設するためのデバイスであり、2023年6月に販売開始した胃瘻カテーテル「イディアルボタンZERO®」を含んだキットとなります。これにより、「イディアルボタンZERO®」にて、胃瘻の造設からカテーテル交換まで一貫した管理が可能となり、患者様の苦痛軽減、安全・確実な手技の実現に貢献します。

### イディアルシース PEG キット（イディアルボタンZERO®）について

【医療機器承認番号：22600BZX00409000 クラス分類Ⅲ】



胃瘻造設の手技において、腹壁に開けた穴を拡張する手順があります。(一期的)ダイレタは、挿入ルートの確保とダイレタの役割を1本で果たし、手技時間の短縮をサポートします。また、体外と胃をつなぐトンネル状の空間をシース（管状器具）で確保することで、胃瘻カテーテルの胃内への挿入手順におけるリスク軽減に寄与します。

イディアルボタンZERO®はシリコンゴム製の薄膜に超弾性ワイヤを内蔵したバンパと、ゼラチン製のカプセルを採用しています。これにより、カテーテル抜去・挿入の抵抗やそれに伴う痛みの軽減に期待でき、安全・確実な手技の実現に貢献します。

S Bカワスミ株式会社は、手術用デバイスや周術期関連デバイス、内視鏡処置デバイスなどを中心に事業展開しております。今後も医療ニーズの高い製品を早期に上市することにより、患者様やそのご家族、医療従事者の皆様により一層貢献してまいります。

販売名	イディアルシース PEG キット
構成品	J型カニューラ、ダイレタ胴体部、22G 穿刺針、シース、リリースロッド、ボタン型カテーテル、オブチュレータ、接続チューブ
一般的名称	長期的使用経腸栄養キット（11677003）

#### 【本件に関するお問い合わせ】

S Bカワスミ株式会社 戦略事業統括部 エンドスコーピー製品営業部 販売促進課  
TEL : 03-5462-4824 <https://www.sb-kawasumi.jp>