

適用チューブ製品一覧

カワスマチューブシーラーKL-153 は、下記一覧表のチューブでシールできることを確認しています。

KL-153 適用チューブ製品一覧表

製品名	確認年月	製造元
川澄白血球除去フィルター付血液バッグ (セパセルインテグラ C-MAP/カーミ C リューコトラップ MAP)	2020 年 11 月	SBカワスマ株式会社
川澄自己血輸血用血液バッグ (カーミ C/CA/A-MAP 液シリーズ)	2020 年 11 月	SBカワスマ株式会社
川澄血液分離用バッグ、分離バッグ PO	2020 年 11 月	SBカワスマ株式会社
ヘモネティクス成分採血キット/血球洗浄キット (CCS/セルウォッシャーモデル 215)	2018 年 8 月	ヘモネティクスジャパン 合同会社
テルモ白血球除去フィルター付血液バッグ (イムフレックス CPD-MAP)	2020 年 11 月	テルモ株式会社
テルモ成分採血キット (テルシス)	2018 年 8 月	テルモ株式会社
テルモ血液バッグ CPDA	2020 年 9 月	テルモ株式会社
テルモ分離バッグ	2020 年 11 月	テルモ株式会社
トリマ成分採血キット(PPP/PC)	2018 年 8 月	テルモ BCT 株式会社
JMS LR フィルタバッグ CPD-MAP	2018 年 8 月	株式会社 JMS

※ 表に記載されていないチューブでシールするとリークが発生する可能性があります。

