

# カワスミ チューブシーラー KL-153

シンプルで確実なシールを実現



シールタイミングを掴みやすい  
トリガー方式採用

## 仕様

名称	カワスミ チューブシーラー	型番	KL-153
電源	AC100V(50/60Hz共用)	消費電力	動作中125W 待機中5W
発振周波数	約40MHz	適用チューブ	塩化ビニル製血液バッグチューブ
寸法	W70mm×H150mm×D335mm	重量	2.8kg
付属品	電源コード、ヒューズ (2A/250V) ×2		※非医療機器

● ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みください。 ● 形状および仕様は予告なく変更する場合があります。 ● 記載は2021年10月時点です。

販売業者

## SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号  
TEL 044-589-8070 URL [www.sb-kawasumi.jp](http://www.sb-kawasumi.jp)

製造業者

 Blue Space チヨダエレクトリック株式会社  
Chiyoda Electric Co., Ltd.

【本社】〒387-0018 長野県千曲市大字新田 124 番地  
TEL 026-273-1800 (代表)  
URL <http://www.chiyoda-electric.co.jp>

KL153-2110-01-FF