

# EGIS 食道用ステント

EGISステントシリーズ ダブルフレア形状の食道用ステントが新ラインナップ°

## 特長

- ・ダブルフレア形状によりマイグレーションの低減を目指しました
- ・シリコーン、ePTFEの2種類のカバーを使用しアキシャルフォースの低減を目指しました
- ・フルカバード、弁付き、パーシャルカバードの3種類をご用意

## 製品外観

### ステント


・フルカバードタイプ




・パーシャルカバードタイプ



・フルカバード弁付きタイプ



※  黄色部：不透過マーカ

### デリバリーシステム



### デリバリーシステム ステントマウント部拡大図

・フルカバードタイプ/パーシャルカバードタイプ




・フルカバード弁付きタイプ



## 仕様

販売名：EGIS食道用ステント 医療機器承認番号：30200BZX00282000 分野番号・分野名：095 食道用ステント 【EOG滅菌済】



### ・フルカバードタイプ

製品番号	ステント				デリバリーシステム		適用GW径 (インチ)	JANコード
	径(mm)	全長(cm)	フレア1径 (mm)	フレア2径 (mm)	外径(Fr)	有効長(cm)		
MD-EEC180907	18	9	26	22	18	70	0.035	4545499071323
MD-EEC181107		11						4545499071330
MD-EEC181307		13						4545499071347
MD-EEC181507		15						4545499071354

### ・パーシャルカバードタイプ

製品番号	ステント				デリバリーシステム		適用GW径 (インチ)	JANコード
	径(mm)	全長(cm)	フレア1径 (mm)	フレア2径 (mm)	外径(Fr)	有効長(cm)		
MD-EEP180907	18	9	26	22	18	70	0.035	4545499071576
MD-EEP181107		11						4545499071583
MD-EEP181307		13						4545499071590
MD-EEP181507		15						4545499071606

### ・フルカバード併付きタイプ

製品番号	ステント				デリバリーシステム		適用GW径 (インチ)	JANコード
	径(mm)	全長(cm)	フレア1径 (mm)	フレア2径 (mm)	外径(Fr)	有効長(cm)		
MD-EEA180907	18	9	26	22	18	70	0.035	4545499071477
MD-EEA181107		11						4545499071484
MD-EEA181307		13						4545499071491
MD-EEA181507		15						4545499071507

- お願い**
- ・本製品は、本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
  - ・本製品は、本製品の使用に熟練した医師、又はその管理下でご使用ください。
  - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
  - ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用はさけてください。
  - ・本製品の製品ラベルにより、製品のサイズ、有効期限を確認してください。有効期限切れのものは使用しないでください。
  - ・本製品の梱包に、破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
  - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
  - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために予告なく変更することがあります。

【製造販売業者】

## SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824 大阪 ☎06-7659-2156

札幌 ☎0113-60-2400 名古屋 ☎052-726-8381

仙台 ☎022-742-2471 広島 ☎082-542-1381

北関東 ☎0495-77-2621 福岡 ☎092-624-0123