




# K-Papillaステント<sup>®</sup>




## 特長

膵管への圧迫の低減に期待ができるくびれ形状と、ステントの位置ずれリスクの低減に期待ができるテーパ形状、フレア形状により、乳頭出しでの胆管ステント留置に最適な性能を追求。




## 仕様

### ●ステント



### ●デリバリーシステム



販売名：K-Papillaステント

医療機器承認番号：30500BZX00017000

分野番号・分野名：034 胆道ステントセット

分類名：(2) 自動装着システム付 ①永久留置型 アカバーあり クラス分類Ⅲ

製品番号	ステント							デリバリーシステム		適用GW径 (インチ)	JANコード
	径 (mm)			長 (cm)				外径 (Fr)	有効長 (cm)		
	①ボディ	②くびれ	③フレア	全長	①ボディ	②テーパ	③フレア				
MD-KCE1006	10	8	16	6	2	3	1	8	180	0.035	4987488093747
MD-KCE1008				8							4
MD-KCE1206*	12	10		6	2						4987488093778
MD-KCE1208*				8	4						4987488093792

※受注生産品です

[EOG 滅菌済]

**お願い**

- 本製品は本製品の目的用途以外には使用しないでください。
- 本製品は本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご利用ください。
- 本製品の使用に際しては、電子添文をお読みの上ご利用ください。
- 本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。有効期限切れのものは使用しないでください。
- 本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
- 本製品の梱包に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
- 本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- 本製品に関して不明な点がございましたら販売元までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

## SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824

札幌 ☎0133-60-2400

仙台 ☎022-742-2471

北関東 ☎0495-77-2621

大阪 ☎06-7659-2156

名古屋 ☎052-726-8381

広島 ☎082-542-1381

福岡 ☎092-624-0123