

モノポーラESDナイフ

SBナイフ Jr2

ハサミ型ナイフの新たなステージへ

◀◀◀ 新コーティング採用



特長 *Feature*

新コーティングの採用

従来のコーティングに比べ、長時間使用した際の耐久性が向上しており、切開性や刃先への炭化組織の付着防止効果が持続します。切開部周辺組織への熱影響も減少し、より安全な処置をサポートします。

把持組織の滑りを抑制する機能

ナイフ中間部に設けた突起により組織の把持性が向上しています。一方、ナイフ先端は従来同様R形状とし穿孔しにくい設計としています。

新しい回転操作部の採用

高周波コードが巻きつかない構造としています。

仕様 *Specification*

医療機器認証番号：230AFBZX00029000

クラス分類Ⅱ

| 製品番号 | ナイフ長 (mm) | 開口幅 (mm) | 有効長 (mm) | 適用鉗子口径 (mm) | 使用高周波 出力方式 | 梱包単位 | JANコード |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| MD-47702 | 3.5 | 4.5 | 1970 | 2.8以上 | モノポーラ | 1本/ケース | 4545499069771 |
| MD-47702L | | | 2320 | | | | 4545499069788 |

【EOG 滅菌済】

- お願い
- ・本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
 - ・本製品は本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
 - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
 - ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
有効期限切れのものは使用しないでください。
 - ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
 - ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
 - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
 - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824

札幌 ☎0133-60-2400

仙台 ☎022-742-2471

北関東 ☎0495-77-2621

大阪 ☎06-7659-2156

名古屋 ☎052-726-8381

広島 ☎082-542-1381

福岡 ☎092-624-0123