

クレーンTM 胆管ステント

高い狭窄突破能力

0.025Inchガイドワイヤー専用による
デリバリーシステムの細径化を実現。
ステント先端テーパ加工による挿入性の向上。

スムーズなステントリリース


従来にない新しい構造のデリバリーシステムを採
用し、リリース抵抗を軽減。




Crane

仕様

デリバリーカテーテルセット




チューブステント



特長

- 0.025inch ガイドワイヤー専用によりデリバリーシステムの細径化を実現しました。
- ステント先端テーパー加工により挿入性の向上が期待できます。
- 従来にない新しい構造のデリバリーシステムを採用しました。



規格

品番	JANコード	チューブステント		デリバリーカテーテルセット		
		外径 (Fr)	有効長 (cm)	適合ガイドワイヤー (Inch)	カテーテル有効長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)
P-0705ST(D)	4582142527462	7	5	0.025	2000	3.2
P-0707ST(D)	4582142527479		7	0.025	2000	3.2
P-0710ST(D)	4582142527486		10	0.025	2000	3.2
P-0712ST(D)	4582142527493		12	0.025	2000	3.2
P-0715ST(D)	4582142527509		15	0.025	2000	3.2

- 販売名：ダイヤモンドステントセット
- 医療機器承認番号：21600BZZ00031A01
- 特定保険医療材料：胆道ステントセット(自動装着システム付・一時留置型)
- 一般的名称：胆管用ステント

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- 記載は2023年4月時点の情報です。
- 「クレーン」はSBカワスミ株式会社の商標です。

販売業者

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号
TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp

製造販売業者

シルックス株式会社

埼玉県川口市差間3-32-14