

川澄ダックビル® 胆管ステント

ダックビル型弁付ステント

弁付カバードタイプのステントです。

純国産


すべて国内工場で生産しています。

着色カバー


視認性向上が期待されます。

NEW

Duckbill™



仕様



サイズ表

カタログ番号	JANコード	ステント			デリバリーシステム		適合ガイドワイヤー (inch)
		外径(mm)	ステント長(cm)	カバー長(cm)	外径(Fr)	有効長(cm)	
受注生産	L-0806FV-V 4987488090111	8	6	6	9	180	MAX0.035
受注生産	L-0807FV-V 4987488090128	8	7	7	9	180	MAX0.035
受注生産	L-0808FV-V 4987488090135	8	8	8	9	180	MAX0.035
	L-1006FV-V 4987488090159	10	6	6	9	180	MAX0.035
	L-1007FV-V 4987488090166	10	7	7	9	180	MAX0.035
	L-1008FV-V 4987488090173	10	8	8	9	180	MAX0.035

- 販売名：川澄ダックビル胆管ステント
- 医療機器承認番号：23000BZX00274000
- 特定保険医療材料：胆道ステントセット／自動装着システム付／永久留置型／カバーあり
- 一般的名称：胆管用ステント

- 形状および仕様は予告なく変更する場合があります。
- 記載は2023年3月時点の情報です。
- 「ダックビル」はSBカワスミ株式会社の登録商標です。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京	☎03-5462-4824	大阪	☎06-7659-2156
札幌	☎0133-60-2400	名古屋	☎052-726-8381
仙台	☎022-742-2471	広島	☎082-542-1381
北関東	☎0495-77-2621	福岡	☎092-624-0123