

LEONIS Mova (レオニスムーバ®)

販売名：ステアリングマイクロカテーテル

混沌からの脱出

新しいマイクロカテーテル操作の時代へ



レオニスムーバ

販売名:ステアリングマイクロカテーテル 医療機器承認番号22600BZX00482000

クラス分類:クラスⅣ (JMDNコード:70296004)

製品番号	有効長 (cm)	カテーテル外径 先端/手元 (mm(Fr))	最大ガイドワイヤ径 (mm(inch))	適用可能 ガイディングカテーテル (親カテーテル)	最大耐圧 (先端開放時)	梱包形態	JAN コード
MIV-20500	125	0.80/0.97 (2.4/2.9)	0.45 (0.018)	内径 1.05mm 以上 (0.038inch ガイドワイヤ適用品)	6900KPa (1000psi)	1本/ケース	4545499060969

分野番号・分野名:010 血管造影用マイクロカテーテル 分類名:(3)遠位端可動型治療用 【EOG滅菌済】

レオニスムーバ セレクティブタイプ

販売名:ステアリングマイクロカテーテル 医療機器承認番号22600BZX00482000

クラス分類:クラスⅣ (JMDNコード:70296004)

製品番号	有効長 (cm)	カテーテル外径 先端/手元 (mm(Fr))	最大ガイドワイヤ径 (mm(inch))	適用可能 ガイディングカテーテル (親カテーテル)	最大耐圧 (先端開放時)	梱包形態	JAN コード
MIV-2S512	125	0.67/0.80 (2.0/2.4)	0.35 (0.014)	内径 0.85mm 以上 (0.032inch ガイドワイヤ適用品)	6900KPa (1000psi)	1本/ケース	4545499066978
MIV-2S515	150	0.67/0.80 (2.0/2.4)		内径 0.85mm 以上 (0.032inch ガイドワイヤ適用品)	6900KPa (1000psi)	1本/ケース	4545499066985

分野番号・分野名:010 血管造影用マイクロカテーテル 分類名:(3)遠位端可動型治療用 【EOG滅菌済】

レオニスムーバ スタンダードタイプ

販売名:ステアリングマイクロカテーテル 医療機器承認番号22600BZX00482000

クラス分類:クラスⅣ (JMDNコード:70296004)

製品番号	有効長 (cm)	カテーテル外径 先端/手元 (mm(Fr))	最大ガイドワイヤ径 (mm(inch))	適用可能 ガイディングカテーテル (親カテーテル)	最大耐圧 (先端開放時)	梱包形態	JAN コード
MIV-2E607	75	0.80/0.87 (2.4/2.6)	0.45 (0.018)	内径 0.93mm 以上 (0.035inch ガイドワイヤ適用品)	6900KPa (1000psi)	1本/ケース	4545499072450
MIV-2E612	125	0.80/0.87 (2.4/2.6)		内径 0.93mm 以上 (0.035inch ガイドワイヤ適用品)	6900KPa (1000psi)	1本/ケース	4545499072474
MIV-2E615	150	0.80/0.87 (2.4/2.6)		内径 0.93mm 以上 (0.035inch ガイドワイヤ適用品)	6900KPa (1000psi)	1本/ケース	4545499072481

分野番号・分野名:010 血管造影用マイクロカテーテル 分類名:(3)遠位端可動型治療用 【EOG滅菌済】

レオニスムーバ ハイフロータイプ

販売名:ステアリングマイクロカテーテル 医療機器承認番号22600BZX00482000

クラス分類:クラスⅣ (JMDNコード:70296004)

製品番号	有効長 (cm)	カテーテル外径 先端/手元 (mm(Fr))	最大ガイドワイヤ径 (mm(inch))	適用可能 ガイディングカテーテル (親カテーテル)	最大耐圧 (先端開放時)	梱包形態	JAN コード
MIV-2U511	110	0.97/0.97 (2.9/2.9)	0.63 (0.025)	内径 1.05mm 以上 (0.038inch ガイドワイヤ適用品)	3450KPa (500psi)	1本/ケース	4545499067036
MIV-2U513	130	0.97/0.97 (2.9/2.9)		内径 1.05mm 以上 (0.038inch ガイドワイヤ適用品)	3450KPa (500psi)	1本/ケース	4545499069764
MIV-2U515	150	0.97/0.97 (2.9/2.9)		内径 1.05mm 以上 (0.038inch ガイドワイヤ適用品)	3450KPa (500psi)	1本/ケース	4545499067050

分野番号・分野名:010 血管造影用マイクロカテーテル 分類名:(3)遠位端可動型治療用 【EOG滅菌済】

*本製品は適正使用に関する説明を受講された医師のみご使用いただくことができます。

- | | |
|--|--|
| <p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> 本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。 本製品は本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。 本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。 本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。 有効期限切れのものは使用しないでください。 | <ul style="list-style-type: none"> 本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。 本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。 本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。 本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。 |
|--|--|

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京	☎03-5462-4824	大阪	☎06-7659-2156
札幌	☎0133-60-2400	名古屋	☎052-726-8381
仙台	☎022-742-2471	広島	☎082-542-1381
北関東	☎0495-77-2621	福岡	☎092-624-0123